

Hasta Devresi

Entegre Sensörlü

- Hasta devresine entegre sıcaklık probları
- Pediatri ve yetişkinlerde kullanıma uygun
- Tek Kullanımlık



Model	Uzunluk	Hortum Çapı	Bağlantı Çapı
RVTH001	160 cm	15 mm	22 mm (M/M)

Hasta Devresi

- Pediatrik ve yetişkin seçenekleri
- Tek Kullanımlık



Model	Uzunluk	Hortum Çapı	Bağlantı Çapı
RC0108	160 cm	15 mm / Pediatrik	22 mm (M/M)
RC0107	160 cm	19 mm / Yetişkin	22 mm (M/M)



Genel Merkez, Fabrika

Osmangazi Mahallesi,
Gazi Caddesi, No: 21
Esenyurt 34522 İstanbul
T: 0212 689 02 20

Marmara Bölge

Ünalan Mahallesi, Çağla Sokak,
Çamlıca İş Merkezi, B Blok, No:11
Üsküdar 34700 İstanbul
T: 0216 285 05 00

✉ info@kocmedical.com

🌐 www.kocmedical.com

🌐 kocmedical-bicakcilar

📷 kocmedicalbicakcilar

BR.08/Rev01/2026.04.22



corensis | Oxymax
**YÜKSEK AKIŞLI
OKSİJEN TERAPİ**



MAKSİMUM OKSİJEN DESTEĞİ

- Corensis Oxymax; güvenli, konforlu ve pratik yüksek akışlı oksijen tedavisi sağlar.
- Corensis Oxymax; ergonomik tasarımı ve kullanım kolaylığı ile sağlık profesyonelleri için fark yaratır.
- Corensis Oxymax; yenilikçi özellikleri ile yetişkin ve pediatrik kullanıma uygundur.



Corensis|Oxymax Yüksek Akışlı Oksijen Terapi Cihazı

Genel Özellikler

Pediyatrik Akış Aralığı	: 1-25L/dak.
Yetişkin Akış Aralığı	: 10-100L/dak. (60L/dak. üzerinde %100 FIO ₂)
Sıcaklık Ayarları	: 31-34-37°C
FiO ₂ Aralığı	: %21-100
On-screen FiO ₂ Ayarı	: +
O ₂ kaynağı	: Basıncılı O ₂
Hava Kaynağı	: Dahili türbin
Nebulizatör	: Uyumlu
SPO ₂ Ölçümü	: +
Dezenfeksiyon	: Gerekli değil

Güvenlik Özellikleri

- Yalıtımlı nemlendirici ısıtıcısı
- Kaçak önleme sistemi
- Basınç sensörleri
- Dahili hava akışı yönetimi
- Gelişmiş alarm sistemi
- Dış malzemede UL94-V0 yanıcılık standardı
- Dahili nemlendirici
- Tek tuşla basma ve başlatma
- Harici debimetreye ihtiyaç duyulmaz

Nemlendirme Haznesi



- Otomatik Dolum
- Tek Kullanımlık

Ref	RC0102
Bağlantılar (Giriş /Çıkış)	Ø22mm
Maksimum su hacmi	150 ± 5ml
Minimum su hacmi	70 ± 5ml
Direnç	0.5mbar (30 L/dak.) 2.0mbar (60 L/dak.)
Maksimum akış	180L/dak.
Ağırlık	125g
Raf Ömrü	5 yıl

Nazal Kanül

Pediyatrik




- Konforlu silikon pronglar
- Dayanıklı ve kink önleyen hortum
- Cildi tahriş etmeyen, çok kez çıkarılıp takılabilen yapışkan yüz bantları

Boyut	Model	Renk Kodu	Akış Aralığı (L/dak.)
2XS	YNC-P2XS	Yeşil	2-25
3XS	YNC-P3XS	Mor	2-20
4XS	YNC-P4XS	Sarı	2-8

Nazal Kanül

Yetişkin, Tip 1



- Konforlu silikon pronglar
- Kolay sabitlenir, ayarlanabilir elastik bant
- Dayanıklı ve kink önleyen hortum

Boyut	Model	Akış Aralığı (L/dak.)
L	YNC-PL	2-75
M	YNC-PM	2-75
S	YNC-PS	2-75
XS	YNC-PXS	2-55

Nazal Kanül

Yetişkin, Tip 2



- 360° dönebilen bağlantı ve konforlu silikon pronglar
- Kolay sabitlenir, ayarlanabilir elastik bant
- Dayanıklı ve kink önleyen hortum

Boyut	Model	Akış Aralığı (L/dak.)
S	RVL001S	5-80
M	RVL001M	5-80
L	RVL001L	5-80